

HOOGWAARDIGE KWALITEIT GLIJLAKEN
GESCHIKT VOOR ALLE WENTELSYSTEMEN

- 95 x 205 cm
PW-0095
- 95 x 225 cm
PW-0095-225
- 105 x 205 cm
PW-0105
- 105 x 225 cm
PW-0105-225
- 125 x 205 cm
PW-0125
- 125 x 225 cm
PW-0125-225



DIT DOCUMENT IS GEDRUKT OP
100% GERECYCLED, FSC GECERTIFICEERD PAPIER

weturn

ato

Proturn®

GLIJLAKEN

ato

Proturn® GLIJLAKEN



- 100% hoogwaardig nylon
- glad oppervlak
- lage glijweerstand
- wentelen met minimale wrijving
- minder kans wrijvingsplekken
- wasbaar tot 95 °C

Wasvoorschrift:

- 95 °C machinewas
- Drogen in droogtrommel op normale temperatuur
- Niet strijken
- Geen wasverzachter gebruiken



BEVESTIGEN:

Het glijlaken wordt als volgt aan het matras vastgemaakt:

- Vouw het glijlaken op het matras uit en leg het met de stiksels naar beneden.
- Plaats het elastiek om de 4 hoeken van het matras.
- Strijk het oppervlak van het glijlaken glad.
- Bevestig de 4 klittenbandsluitingen aan de lange zijde van het glijlaken rond de verstelbare delen (lattenbodem) van het bed.



Let op:

Als het glijlaken niet op de juiste manier vastgemaakt is, zullen de banden en mogelijk het systeem samen met het bed worden beschadigd bij verstelling van het bed.

LET OP: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.

by dan & rehab
improving care



Raadpleeg voor meer informatie
de handleiding van TurnAid

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl