

ato

# BEDBUDDIE

UNIFORME HORIZONTALE TRANSFER



we turn

BedBuddie verzorgt de horizontale verplaatsing van bed naar bed. Het biedt een rustige en waardige transfer voor de zorgvrager. Daarnaast beschermt het de zorgverleners tegen zware belasting van hun handen, rug en knieën en voorkomt daarmee langdurig verzuim.

BedBuddie is zo ontworpen dat het de bed-naar-bedtransfer stroomlijnt en de belasting minimaliseert. Zo zorgt het voor een vlotte en aangename transfer met minder personeel.

## Eenvoudig en praktisch:

1. Bevestig de transferbanden aan het laken.
2. Schuif de twee bedden tegen elkaar aan: klaar voor transfer.
3. BedBuddie verplaatst nu de zorgvrager naar het andere bed door de transferbanden.
4. De zorgvrager is nu veilig overgebracht naar het andere bed.



## SPECIFICATIES

Hoogte	Diepte	Breedte	Netto gewicht	Max. patiëntgewicht	Waterbestendig
64–104 cm	51,8 cm	87,6 cm	3 kg	200 kg	IPX6

# UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Vermindert belasting
- ✓ Stroomlijnt transferproces
- ✓ Eenvoudig in gebruik en snel inzetbaar



- ✓ Uniforme horizontale transfers
- ✓ Gemaakt van sterke materialen
- ✓ Ergonomische werkhouding voor de zorgverlener

we  
return



BEDBUDDIE BROCHURE 01-2026

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 -77 34 214  
info@ato.nl | www.ato.nl