



# STA OP & TRANSFER

MOVER FLEXI | MOVER FLEXI XTRA | MOVER SMALL  
MOVER ELECTRIC | WALKER



**wemove**

## MOVER FLEXI

Onze Mover-serie bestaat uit een variatie aan sta-op- en transfer-hulpmiddelen, die de zorgverlener bij een snelle, stabiele en veilige transfer van de zorgvrager

vanaf het bed naar een stoel of toilet en vice versa helpen.

Mover Flexi wordt gekenmerkt door een pootspreiding die handmatig in drie standen verstelbaar is. Hierdoor kan de Flexi gemakkelijk en snel onder elke stoel, rolstoel, douche-toiletstoel en bed gereden worden.

Een bijzonder kenmerk van Mover is het schuine zitvlak. De zorgvrager zit hierdoor in een actievere houding wat het opstaan vergemakkelijkt.



### EIGENSCHAPPEN



Gesloten zwenkbare wielen voor gemakkelijk onderhoud



Hoogwaardige bekleding voor langdurig gebruik



Softgrip en eenvoudige bediening

# UNIEKE VOORDELEN

✓ Handmatig verstelbare  
pootspreiding

✓ Schuin zitvlak voor een  
actievere houding



✓ Comfortabele gepolsterde  
zitvlakken en kniesteunen

✓ Goede toegang tot  
(rol)stoelen

✓ Gemakkelijk manoeuvreerbaar

## MOVER FLEXI XTRA

Mover Flexi Xtra wordt gekenmerkt door een hoge maximale belasting van 220 kg en extra ruimte bij de versterigde buikstang. De breedte tussen

de opengedraaide zitvlakken bedraagt 56 cm. De handmatig verstelbare voetspreiding zorgt voor een snelle en eenvoudige toegang tot elke stoel, rolstoel, douche-toilet- stoel en/of bed.



Een bijzonder kenmerk van Mover is het schuine zitvlak. De zorgvrager zit hierdoor in een actievere houding wat het opstaan vergemakkelijkt. De zwenkbare zitvlakken en kniesteunen zijn gepolsterd waardoor de zorgvrager comfortabel kan zitten.


### EIGENSCHAPPEN




Gesloten zwenkbare wielen voor gemakkelijk onderhoud



Hoogwaardige bekleding voor langdurig gebruik



Softgrip en eenvoudige bediening



Versterigde stang met extra ruimte voor zorgvrager

## UNIEKE VOORDELEN

✓ Belastbaar tot 220 kg

✓ Verstevigde buikstang met extra ruimte voor zorgvrager



✓ Schuin zitvlak voor een actievere houding

✓ Comfortabele gepolsterde zitvlakken en kniesteunen

✓ Handmatig verstelbare pootspreiding

✓ Goede toegang tot (rol)stoelen

## MOVER SMALL

Mover Small heeft vaste smalle voorpoten waardoor deze gemakkelijker onder bijvoorbeeld een smalle rolstoel greden kan worden.

De zwenkbare zitvlakken en kniesteunen zijn gepolsterd waardoor de zorgvrager comfortabel kan zitten. Daarnaast bieden de zitting, kniesteunen en de handgrepen goede ondersteuning tijdens de transfer wat de zorgvrager een veilig gevoel geeft.




### EIGENSCHAPPEN



Smallere voorpoten



Hoogwaardige bekleding voor langdurig gebruik



Softgrip en eenvoudige bediening

## UNIEKE VOORDELEN

✓ Smallere voorpoten voor goede toegang (rol)stoelen etc.

✓ Schuin zitvlak voor een actievere houding

✓ Comfortabele gepolsterde zitvlakken en kniesteunen



✓ Gemakkelijk manoeuvreerbaar

✓ Dubbele zwenkwielen voor prettig en licht rijcomfort



## MOVER ELECTRIC

Mover Flexi Electric is een combinatie van een actieve lift en een Mover. Met behulp van een stap-tilband wordt de zorgvrager

van een zittende naar een staande houding gebracht.

Vervolgens wordt de zorgvrager middels de draaibare zitvlakken veilig en comfortabel in een halfzittende houding verplaatst.

Een uniek kenmerk van Mover Electric is de traploze elektrische pootspreiding, waardoor hij in elke situatie optimaal gebruikt kan worden




### EIGENSCHAPPEN




Gesloten zwenkbare wielen voor gemakkelijk onderhoud



Hoogwaardige bekleding voor langdurig gebruik



Softgrip en eenvoudige bediening



Zeer ruime instap

# UNIEKE VOORDELEN



✓ Elektrische hoog-laag verstelling

✓ Zachte tilband

✓ Comfortabele gepolsterde zitvlakken en kniesteunen

✓ Goede toegang tot (rol)stoelen

✓ Krachtige en betrouwbare accu

✓ Elektrische poetspreiding



## WALKER

Walker is een loophulpmiddel dat de zorgvrager de mogelijkheid geeft zich zelfstandig en veilig te verplaatsen. Walker kan ook als sta-op hulpmiddel ge-

bruikt worden vanuit een stoel of vanaf een bed en kan ingezet worden tijdens een revalidatie na een blessure of operatie. Walker kan in hoogte ingesteld worden en de armondersteuning is in de breedte instelbaar.



Het hulpmiddel is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Zo is er ook Walker High bestemd voor lange zorgvragers, Walker Maxi voor de zwaardere zorgvrager, Walker met een infuustandaard, Walker met handremmen en Walker met een elektrische hoogteverstelling.

## ANDERE UITVOERINGEN



Walker electric



Walker Maxi



Walker High



Walker IV

# UNIEKE VOORDELEN

✓ Zelfstandig opstaan en verplaatsen

✓ onderarmondersteuning



✓ In breedte verstelbare armleniging

✓ Afzonderlijk verstelbare handvatten

✓ Vier afzonderlijk beremde zwenkwielen

✓ Eenvoudig in hoogte verstelbaar middels een gasveer

wemove



WEMOVE BROCHURE 01-2026

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 -77 34 214  
info@ato.nl | www.ato.nl