



STEUNKOUSEN AANTREKKEN

DOFFIE | SOQQIE | CHANGE



wesupport

DOFFIE

Doffie is een uniek hulpmiddel voor het aantrekken van steunkousen en voor de voetverzorging in bed. Met Doffie kan men steunkousen aan- en uittrekken en de voeten verzorgen zonder het been van de zorgvrager op te tillen.



Door het ergonomische ontwerp blijf je dicht bij de zorgvrager staan, waardoor de rug, schouders, armen en vingers minder belast worden.

Doffie is eenvoudig in gebruik en in verschillende maten in te stellen. De hoogte en de afstand van de kuitrollen kunnen individueel ingesteld worden voor een hoger comfort bij de zorgverlener en zorgvrager.

Doffie is leverbaar met houder die eenvoudig opgehangen kan worden en ook plaats biedt voor diverse kousenaantrekkers.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN



TurnAid



Turn All



Freedom deluxe



Change

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Vergemakelijkt het aan- en uittrekken van steunkousen
- ✓ Vergemakelijkt wond- en voetverzorging
- ✓ Vermindering van de fysieke belasting zorgverlener



- ✓ Comfortabel voor de zorgvrager
- ✓ Zeer eenvoudig in gebruik
- ✓ Sluit qua gebruik naadloos aan op diverse kousenaantrekkers



Soqqie is een uniek hulpmiddel dat de zorgverlener helpt bij het aan- en uittrekken van steunkousen en/of de voetverzorging. Met Soqqie kun je namelijk bij een zittende zorgvrager steunkousen aantrekken zonder dat je daarbij het been hoeft op te tillen!

Ook wordt vermeden dat je tijdens de volledige zorghandeling in een niet-ergonomische werkhouding terecht komt.

EIGENSCHAPPEN



Soepele rol



Eenvoudig systeem



Bediening met hendel

UNIEKE VOORDELEN

✓ Aanrijden mogelijk bij alle soorten (rol)stoelen

✓ Uniek hulpmiddel voor het zittend aantrekken van steunkousen



✓ Zeer eenvoudig in gebruik

✓ Vergemakkelijkt de wond- en voetverzorging

✓ Het been van de zorgvrager hoeft niet opgetild te worden

✓ Bevordert de ergonomische houding van de zorgverlener



CHANGE

Change is een douche-toiletstoel met een unieke zorgfunctie. Met Change kan de zorgverlener het volledige zorgproces in minder transfers uitvoeren dan met andere douche-toiletstoelen nodig is.



Meestal voldoet al één transfer voor het uit- en aankleden, aanbrengen of verwijderen van kleding en incontinentiemateriaal, douchen en toiletbezoek. Al deze handelingen kunnen door één zorgverlener worden verricht.

Dankzij de handige kuitrollen is Change uitermate geschikt om steunkousen aan te trekken terwijl de zorgvrager in de douche-toiletstoel zit of ligt.

Deze unieke zorgfunctie kan in elke hoogte- en hoekverstelling en zelfs direct vanuit de liggende douchestand worden uitgevoerd.




VEELVOORKOMENDE ACCESSOIRES



Armluning
fixatie



PU deksel



Wigkussen

UNIEKE VOORDELEN

✓ Volledig zorgproces in minder transfers uitvoerbaar (zorgt voor tijdsbesparing)

✓ Eenvoudig steunkousen aantrekken dankzij de soepele kuitrollen



✓ Erg compact, ideaal voor kleine ruimten

✓ Zijdelingse transfer door opklapbare armleuningen

✓ Praktisch in onderhoud met eenvoudig verwisselbare componenten

✓ Waterbeschermingsklasse IPX6 (waarborgt lange levensduur elektronica)

wesupport



WESUPPORT BROCHURE 10-2025

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 -77 34 214
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl