



LIGGEN & POSITIONEREN

TURNAID | TURNAID ONEFIT | TURN ALL
TURN ALL ADAPTERS | TURN ALL PRES-
SURECARE | FREEDOM | BEDBUDDIE |
EKAMOVE



weturn

EENVOUDIG EN ACCURAAT KIEZEN

weturn


Oplossingen voor liggen en positioneren

Langdurig liggen vraagt om goede ondersteuning. Comfort, drukverdeling en veilige positionering zijn essentieel, zowel voor het welzijn van de cliënt als de belasting van de zorgverlener.

De WeTurn Family biedt betrouwbare hulpmiddelen voor wisselganging, herpositioneren en ondersteuning bij in en uit bed gaan.



HET ZIT 'M IN DE FAMILIE



Waarom WeTurn?

- ✓ Ondersteunt stabiele en comfortabele lighoudingen
- ✓ Bevordert drukverdeling en preventie van decubitus
- ✓ Vermindert fysieke belasting bij draaien en positioneren
- ✓ Geschikt voor thuiszorg, ziekenhuizen en langdurige zorg

WeTurn draagt bij aan menswaardige, veilige en efficiënte ligzorg, met aandacht voor comfort en gebruiksgemak.

Ontdek in deze brochure welke oplossing past bij jouw zorgvraag.

TurnAid is een elektrisch wentelsysteem dat bij het draaien en verplaatsen van de zorgvrager in bed helpt. Het systeem bestaat uit twee unieke kantelbare bedhekken, voorzien van een ingenieus rolsysteem met een wentellaken en een speciaal glijlaken op het matras.

TurnAid biedt verlichting en comfort voor zowel de zorgvrager alsook de zorgverlener omdat de cliënt voor een wisselgigging niet meer vastgepakt, opgetild of verschoven hoeft te worden.



VEELVOORKOMENDE ACCESSOIRES




Voetbediening



ProTurn
Glijlaken



ProTurn
Wentellaken



Wigkussen

UNIEKE VOORDELEN

✓ Belastbaar tot 350 kg

✓ Drie verschillende wentelsnelheden

✓ Past op een extra laag verpleegbed



✓ Zorgvrager kan met bedhekken omhoog verplaatst worden

✓ Zorgvrager kan altijd uit het bed kijken

✓ Unieke voetbediening (optioneel)


TURNAID ONEFIT

De TurnAid Onefit is een universele montagebeugel voor bevestiging aan het frame van een zorgbed. Dankzij de meerdere aansluitpunten kan de beugel op verschillende bedtypes worden gemonteerd.

Na montage van de bracket kan de TurnAid veilig op de

TurnAid Onefit worden geplaatst.

Voor een goede maatvoering zijn de Onefit Flexplaten apart bij te bestellen in verschillende maten.




INHOUD BASISSET

1	2	3	4	5	6
TurnAid Onefit basisbalken	Achterplaten	Montagebeugels	Bevestigingsbouten t.b.v. achterplaten	Montagebouten 16 stuks	Borgmoeren 16 stuks

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Op de meeste zorgbedden toepasbaar
- ✓ Vergroot herinzetbaarheid TurnAid binnen één organisatie
- ✓ One size fits all



- ✓ Hergebruik mogelijk
- ✓ Gemaakt van sterke materialen
- ✓ Snelle en makkelijke installatie door één persoon

TURN ALL

Turn All is een uniek automatisch lateraal wisselingsysteem voor het voorkomen en behandelen van decubitus.

De zorgvrager wordt afwisselend aan de rechter en linkerkant in een zijligging van 30° geplaatst. Het 5° ondersteuningssysteem

minimaliseert het risico op verschuiving. Het proces kan in draaicycli van 30, 60 en 90 minuten op elke zijde worden ingesteld.


Turn All is tot 225 kg belastbaar. Turn All Obese is zelfs tot 400 kg belastbaar.



EIGENSCHAPPEN



CPR Functie bij noodgevallen



5° Ondersteuningssysteem



Bevordert de slaapkwaliteit van de zorgvrager



Ook in Obese uitvoering (tot 400kg) verkrijgbaar

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Comfortabele luchtcapsules voor een uitstekende ligging
- ✓ Laterale lift van het matras tot 30°
- ✓ Stille en hoogwaardige kwaliteit pomp



- ✓ Tot 225kg belastbaar
- ✓ Drie verschillende draaicycli van 30/30 60/60 en 90/90 minuten
- ✓ Kan op elk verpleegbed met afneembaar matras geplaatst worden

TURN ALL ADAPTERS

Turn All kan uitgebreid worden met adapters om te kunnen voldoen aan de specifieke zorgvraag. Elke adapter heeft zijn eigen mogelijkheden.

De adapter is eenvoudig te installeren of te vervangen, deze wordt

tussen de bestaande pomp en de aansluiting van de Turn All-slang geplaatst.

De rechts/links-uitlijning wordt ingesteld gezien vanaf het voeteneinde van het bed.



EIGENSCHAPPEN



Adapter voor al-
tnerend dubbel
lift



Adapter voor
dubbele lift, of
rechts of links in
zijligging



Adapter voor 30°
of 15° lift.

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Voor elke zorgvrager een passend systeem
- ✓ Werkt met de bestaande pomp en matras
- ✓ Eenvoudig te installeren en te vervangen



- ✓ Zijligging alleen links of alleen rechts mogelijk
- ✓ Keuze uit een lift van 15° of 30°
- ✓ Alternierend dubbele lift voor de knuffelhouding

TURN ALL PRESSURECARE

Turn All PressureCare is een automatisch lateraal wisselingsysteem dat Turn All en het EasyCare M matras combineert tot een matrasvervangend systeem.

Het voorkomt en behandelt decubitus maar zorgt ook voor een betere ademhaling, spijsvertering en bloedsomloop en voor een afname van pijn bij de zorgvrager.

Het systeem brengt de zorgvrager afwisselend naar links en rechts in een zijligging van 30°. Het 5° ondersteuningssysteem voorkomt verschuiven en het gevoel van wegglijden.

Omdat het draaien voorgeprogrammeerd is, hoeft de zorgvrager 's nachts niet omgedraaid te worden en blijft de nachtrust intact. De zorgverlener hoeft geen zware wisselgingen meer met de hand te doen. Geschikt voor de thuissituatie, verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen.

Kies voor een draaicyclus van 30, 60 of 90 minuten per zijde.

SPECIFICATIES

Systeem in cm	Matras in cm	Pomp in cm	Max. patiënt-gewicht	Draaicycli	Decubitus
200 x 85	200 x 85/95 x 14	10 x 13 x 27	225 kg	30/30, 60/60 en 90/90 min.	preventief en t/m cat. 4

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Matrasvervangend systeem
- ✓ Instelbaar met adapters
- ✓ Minder zorgmomenten door automatische werking



- ✓ Betere nachtrust zorgvrager
- ✓ Geen wisselgigingen met de hand
- ✓ Tot 225 kg belastbaar

FREEDOM TRANSFERBEDDEN

Freedom Deluxe is een van onze transferbedden die de zorgvrager helpt bij het opstaan. Het draaien van het transferbed van de lig- naar zitpositie en andersom maakt het

in en uit bed gaan veilig en comfortabel. De unieke sta-op functie vergroot de zelfredzaamheid en daarmee de levenskwaliteit van de zorgvrager. Freedom geeft niet alleen een goede oplossing voor in de zorg maar ook voor een thuissituatie.



Naast onze Deluxe uitvoering bieden we ook een Basic en Easy Up variant. Neem voor meer informatie over de unieke kenmerken van deze bedden contact met ons op.

ANDERE UITVOERINGEN



Freedom Deluxe
Low



Freedom Basic
Low



Freedom Basic



Freedom Easy Up

UNIEKE VOORDELEN

✓ Unieke elektrische sta-op functie

✓ Belastbaar van 100 tot 180kg

✓ Bevordert de zelfredzaamheid



✓ Elektrisch in hoogte verstelbaar

✓ Ligvlak kan optioneel verlengd worden

✓ Ook als extra laag zorgbed beschikbaar

BedBuddie verzorgt de horizontale verplaatsing van bed naar bed. Het biedt een rustige en waardige transfer voor de zorgvrager. Daarnaast beschermt het de zorgverleners tegen zware belasting van hun handen, rug en knieën en voorkomt daarmee langdurig verzuim.

BedBuddie is zo ontworpen dat het de bed-naar-bedtransfer stroomlijnt en de belasting minimaliseert. Zo zorgt het voor een vlotte en aangename transfer met minder personeel.

Eenvoudig en praktisch:

1. Bevestig de transferbanden aan het laken.
2. Schuif de twee bedden tegen elkaar aan: klaar voor transfer.
3. BedBuddie verplaatst nu de zorgvrager naar het andere bed door de transferbanden.
4. De zorgvrager is nu veilig overgebracht naar het andere bed.



SPECIFICATIES

Hoogte	Diepte	Breedte	Netto gewicht	Max. patiënt-gewicht	Water-bestendig
64–104 cm	51,8 cm	87,6 cm	3 kg	200 kg	IPX6

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Vermindert belasting
- ✓ Stroomlijnt transferproces
- ✓ Eenvoudig in gebruik en snel inzetbaar



- ✓ Uniforme horizontale transfers
- ✓ Gemaakt van sterke materialen
- ✓ Ergonomische werkhouding voor de zorgverlener

Regelmatige wisselligging is essentieel voor de preventie en behandeling van decubitus. Tegelijkertijd vraagt deze handeling veel tijd en fysieke inspanning van zorgverleners.

EkaMove automatiseert wisselligging en ondersteunt zorgverleners bij een veilige, comfortabele en efficiënte positionering van de zorgvrager.



HOE WERKT EKAMOVE?

Instellen	Automatisch positioneren	Sensorcontrole	Automatische registratie
Bepaal eenvoudig de gewenste zijliggingshoek en tijdsintervallen.	EkaMove brengt de zorgvrager rustig in de gewenste zijligging.	Sensoren controleren of de ingestelde positie daadwerkelijk is bereikt.	Alle positiewisselingen worden automatisch opgeslagen.

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Minder fysieke belasting
- ✓ Comfortabel voor de zorgvrager
- ✓ Sensorcontrole



- ✓ Automatische registratie
- ✓ Werkt met bestaande schuimmatrassen
- ✓ Geschikt voor vrijwel ieder zorgbed

weturn



WETURN BROCHURE 09/2026_V03

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 -77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl