



TURN ALL PRESSURECARE

MATRASVERVANGEND WISSELLIGSYSTEEM



NIEUW



weturn

TURN ALL PRESSURECARE

Turn All PressureCare is een automatisch lateraal wisselingsysteem dat Turn All en het EasyCare M matras combineert tot een matrasvervangend systeem. Het voorkomt en behandelt decubitus maar zorgt ook voor een betere ademhaling, spijsvertering en bloedsomloop en voor een afname van pijn bij de zorgvrager. Het systeem brengt de zorgvrager afwisselend naar links en rechts in een zijligging van 30°. Het 5° ondersteuningssysteem voorkomt verschuiven en het gevoel van wegglijden.

Omdat het draaien voorgeprogrammeerd is, hoeft de zorgvrager 's nachts niet omgedraaid te

worden en blijft de nachtrust intact. De zorgverlener hoeft geen zware wisselggingen meer met de hand te doen. Geschikt voor de thuissituatie, verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen.

Kies voor een draaicyclus van 30, 60 of 90 minuten per zijde.

Met de adapters stel je het systeem nog verder in op de behoeften van de zorgvrager:

1. Lift van 15° of 30°
2. Alternierend dubbele lift, de knuffelhouding
3. Alleen links of alleen rechts in zijligging

SPECIFICATIES

Systeem in cm	Matras in cm	Pomp in cm	Max. patiënt-gewicht	Draaicycli	Decubitus
200 x 85	200 x 85/95 x 14	10 x 13 x 27	225 kg	30/30, 60/60 en 90/90 min.	preventief en t/m cat. 4

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Matrasvervangend systeem
- ✓ Instelbaar met adapters
- ✓ Minder zorgmomenten door automatische werking



- ✓ Betere nachtrust zorgvrager
- ✓ Geen wisselgigingen met de hand
- ✓ Tot 225 kg belastbaar

we^{return}



TURN ALL PRESSURECARE BROCHURE 08-2026_V2